

緑色蛍光タンパク質型乳酸センサーとピルビン酸センサーの開発

1. 発表者：

原田 一貴（東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 助教）
千原 貴美（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 修士課程 2年（研究当時））
早坂 優希（東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 修士課程 2年（研究当時））
三田 真理恵（東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 博士課程 3年）
滝沢 舞（東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 博士課程 3年）
石田 賢太郎（株式会社マイオリッジ 主任研究員）
新井 美存（九州大学大学院理学研究院生物科学部門 研究員）
角 沙樹（協同乳業株式会社研究所 研究員）
松本 光晴（協同乳業株式会社研究所 主幹研究員）
石原 健（九州大学大学院理学研究院生物科学部門 教授）
上田 宏（東京工業大学科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 教授）
北口 哲也（東京工業大学科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 准教授）
坪井 貴司（東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 教授）

2. 発表のポイント：

- ◆生命現象に関わる重要な分子である細胞内の乳酸およびピルビン酸の動態を可視化解析できる緑色蛍光タンパク質センサー（注1）の開発にそれぞれ成功しました。
- ◆本研究で開発した蛍光センサータンパク質は、乳酸と結合することで蛍光輝度が約 5.2 倍、ピルビン酸と結合することで蛍光輝度が約 3.3 倍に上昇します。
- ◆ヒト iPS 細胞由来心筋細胞などさまざまな細胞での乳酸やピルビン酸と他の細胞内分子とを 2 色の蛍光で同時に可視化する、デュアルカラーイメージングに適用できます。

3. 発表概要：

乳酸やピルビン酸は、グルコース代謝によって生じる重要な代謝産物です。解糖系でグルコースが分解されて ATP とピルビン酸が生じ、ピルビン酸は好気条件でクエン酸回路に運ばれてさらなる ATP が産生されます。一方嫌気条件では、乳酸発酵によってピルビン酸から乳酸が産生されます。細胞内の代謝状態をリアルタイムで解析するには、乳酸やピルビン酸などグルコース代謝関連分子の濃度変化を可視化できる蛍光タンパク質センサーが有効です。

東京大学大学院総合文化研究科の坪井貴司教授と東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所の北口哲也准教授らの研究グループは、緑色蛍光タンパク質を基盤とした乳酸センサー Green Lindoblum (Green Lactate indicator suitable for fluorescence imaging) とピルビン酸センサー Green Pegassos (Green Pyruvate sensing a single fluorescent protein-based probe) を開発しました。Green Lindoblum は乳酸存在下で蛍光輝度が約 5.2 倍に上昇し、Green Pegassos はピルビン酸存在下で蛍光輝度が約 3.3 倍に上昇しました。

この Green Lindoblum や Green Pegassos を細胞に発現させ、蛍光顕微鏡で観察したところ、細胞内の乳酸およびピルビン酸濃度変化を可視化することができました。また、Green Lindoblum と赤色 Ca²⁺ 蛍光指示薬 Rhod2、Green Pegassos と赤色 cAMP センサータンパク質 Pink Flamindo の 2 色同時イメージングにもそれぞれ成功しました。さらに、ヒト iPS 細胞由来心筋細胞で電子伝達系を阻害する薬剤を加えた際の細胞内乳酸およびピルビン酸動態の可視化にも成功しました。

以上の結果から、Green Lindoblum および Green Pegassos は細胞内のエネルギー代謝をリアルタイムで解析するツールとして有用であることが示され、さまざまな細胞種において代謝分子の相互作用に関する研究を加速させると考えられます。

4. 発表内容：

■背景

多くの生物はグルコースをエネルギー源として利用しています。グルコースが細胞質で解糖系によって分解されると ATP とピルビン酸が生じます。ピルビン酸は好気条件でミトコンドリアのクエン酸回路に運ばれ、さまざまな分子へと代謝される過程で NADH を生じ、NADH は電子伝達系でさらなる ATP 産生を引き起こします。一方嫌気条件では、乳酸発酵によってピルビン酸から乳酸が産生されます。乳酸やピルビン酸の代謝にかかわる酵素の遺伝子変異は代謝疾患の発症にも関与していることから、細胞内の乳酸およびピルビン酸動態を高い時空間分解能で解析することは、細胞の生理機能の理解に重要です。

細胞内の乳酸およびピルビン酸動態を可視化解析するため、蛍光タンパク質と乳酸およびピルビン酸結合タンパク質を組み合わせた蛍光タンパク質センサーがこれまで開発されてきました。蛍光タンパク質センサーは、その構造によってフォルスター共鳴エネルギー移動 (Förster resonance energy transfer, FRET) 型と単色輝度変化型の 2 つに大きく分類されます。前者は異なる 2 色の蛍光タンパク質を使って標的分子の動態を可視化しているため、他の細胞内シグナル伝達分子の動態を同時に観察することが困難になります。一方後者は 1 色の蛍光タンパク質のみを用いているため、異なる分子との同時観察が行いやすい利点があります。これまで、乳酸センサーの開発例は FRET 型のみでした。ピルビン酸センサーは FRET 型と単色輝度変化型の両者が存在しますが、ピルビン酸に対する親和性が低く、低濃度域でのピルビン酸濃度変化の可視化は困難でした。

■内容

本研究では、緑色蛍光タンパク質を基盤とした単色輝度変化型乳酸センサー Green Lindoblum (Green Lactate indicator suitable for fluorescence imaging)、およびピルビン酸センサー Green Pegassos (Green Pyruvate sensing a single fluorescent protein-based probe) の開発に成功しました。これらは、発色団付近で分割した緑色蛍光タンパク質 GFP の間に、乳酸結合ドメインまたはピルビン酸結合ドメイン配列を融合した構造を持ちます (図 1A)。蛍光タンパク質と結合ドメインをつなぐリンカー領域の長さやアミノ酸配列を最適化することにより、Green Lindoblum は乳酸存在下で蛍光輝度が約 5.2 倍に上昇し、Green Pegassos はピルビン酸存在下で蛍光輝度が約 3.3 倍に上昇しました (図 1B)。Green Lindoblum の EC₅₀ 値は 30 μM、Green Pegassos の EC₅₀ 値は 70 μM で、いずれもこれまでに開発されたセンサーより高い親和性を示しました。Green Lindoblum にマウスの血漿を添加し、蛍光輝度の変化率から乳酸濃度を算出することで、市販の簡易血中乳酸測定器と同様に血漿中の乳酸を検出できました。さらに、脳を構成するグリア細胞の一種アストロサイト (注 2) から放出される D-セリン (注 3) を、D-セリンが D-セリンデヒドラターゼという酵素によって分解されてピルビン酸となる性質を利用し、Green Pegassos によって検出することにも成功しました。

Green Lindoblum をヒト胎児腎臓由来細胞株 HEK293T 細胞に、Green Pegassos をヒト子宮頸がん細胞株 HeLa 細胞にそれぞれ発現させ、蛍光顕微鏡で観察すると、細胞外から投与した乳酸やピルビン酸に応じて蛍光輝度の上昇が見られました (図 2A、B)。また、HeLa 細胞に Green Lindoblum と Ca²⁺ 蛍光指示薬 Rhod2、ヒト iPS 細胞由来心筋細胞に Green Pegassos と赤色 cAMP センサータンパク質 Pink Flamindo をそれぞれ共導入することで、乳酸と Ca²⁺、ピルビン酸と cAMP の 2 色同時イメージングにも成功しました (図 2C、D)。

さらに、ヒト iPS 細胞由来心筋細胞に電子伝達系の阻害剤であるオリゴマイシン、carbonyl cyanide 4-trifluoromethoxyphenylhydrazone (FCCP)、ロテノンおよびアンチマイシン A の混合液を投与した際の応答を解析しました。緑色 Ca²⁺センサータンパク質 Inverse-pericam を用いて拍動頻度を解析すると、阻害剤投与直後に拍動頻度が一過的に増加し、その後徐々に減少しました (図 3A)。そして Green Lindoblum の蛍光輝度は阻害剤投与直後に一過的に上昇した一方 (図 3B)、Green Pegassos の蛍光輝度は阻害剤投与後直後から持続的に低下しました (図 3C)。これらの結果から、心筋細胞では電子伝達系阻害によりエネルギー代謝がかく乱されて細胞内の Ca²⁺濃度制御に障害が生じ、不整脈と似た状態となって拍動頻度が増加したのち、エネルギーが枯渇して拍動停止に至ると考えられました。

■影響・波及効果

今回開発した Green Lindoblum および Green Pegassos は、細胞内の乳酸およびピルビン酸動態の可視化解析を可能にし、とりわけ他の分子との同時イメージングに有用であることが確かめられました。これまで本研究グループは、緑色蛍光タンパク質を基盤としたグルコースセンサー Green Glifon (Green Glucose indicating fluorescent protein, *Analytical Chemistry* **91**, 4821-4830, 2019) や、緑・赤・青色蛍光タンパク質を基盤としたマルチカラー ATP センサー MaLions (Monitoring ATP level intensity based turn on indicators, *Angewandte Chemie International Edition* **57**, 10873-10878, 2018) の開発にも成功し、さらなる代謝分子センサーの開発やセンサーのマルチカラー化にも取り組んでいます。今後、多岐にわたる細胞において、乳酸およびピルビン酸、そしてグルコースや ATP などはもちろん、各種代謝分子やシグナル分子と階層的機能相関の解析が可能となり、イメージングを用いたエネルギー代謝の研究が加速することが期待できます。最終的には、肥満や糖尿病のような生活習慣病の病態や、正常細胞とは異なる代謝メカニズムをもつがんの病態の解明に大きな貢献をもたらします。

5. 発表雑誌：

雑誌名：*Scientific Reports* (11月11日オンライン掲載)

論文タイトル：“Green fluorescent protein-based lactate and pyruvate indicators suitable for biochemical assays and live cell imaging”

著者：Kazuki Harada, Takami Chihara, Yuki Hayasaka, Marie Mita, Mai Takizawa, Kentaro Ishida, Mary Arai, Saki Tsuno, Mitsuharu Matsumoto, Takeshi Ishihara, Hiroshi Ueda, Tetsuya Kitaguchi*, Takashi Tsuboi*

DOI 番号：10.1038/s41598-020-76440-4

アブストラクト URL：<https://www.nature.com/articles/s41598-020-76440-4>

6. 問い合わせ先：

(研究に関すること)

東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻 生命環境科学系
教授 坪井 貴司 (つぼい たかし)

Tel:03-5465-8208

E-mail:takatsuboi@bio.c.u-tokyo.ac.jp

東京工業大学科学技術創成研究院 化学生命科学研究所
准教授 北口 哲也 (きたぐち てつや)

Tel:045-924-5270

E-mail:kitaguct-gfp@umin.ac.jp

(報道に関すること)

東京工業大学 総務部 広報課

Tel:03-5734-2975

E-mail: media@jim.titech.ac.jp

7. 用語解説：

(注1) 蛍光タンパク質センサー

蛍光タンパク質は、ある特定の波長の光（励起光）を吸収し、吸収した光よりも波長が長い光（蛍光）を放出する性質を持つ。その性質の獲得に重要な発色団という構造の付近で配列を分割し、標的分子へ結合するタンパク質の配列を融合すると、標的分子の結合によって発色団のイオン環境が変化し、蛍光タンパク質の蛍光輝度が変化する。標的分子の濃度変化や活性などを蛍光輝度の変化を通して検出する。

(注2) アストロサイト（星状膠細胞）

脳を構成する細胞には、神経細胞以外にグリア細胞と呼ばれる細胞群があり、その中でも最も多くの割合を占める細胞をアストロサイトという。脳の形態維持や、血管から神経細胞への栄養供給を行うほか、近年ではグルタミン酸や後述する D-セリンなどの情報伝達物質（グリア伝達物質）を分泌し、神経細胞間の情報伝達にも積極的に関与していることが報告されている。

(注3) D-セリン

アミノ酸には L 型と D 型の 2 種類がある。生体を構成するアミノ酸は基本的に L 型だが、一部の D-アミノ酸は細胞内で合成されて生理機能を有する。D-セリンは主にアストロサイトで合成・分泌され、グルタミン酸受容体の作動薬としてはたらき、神経伝達を調節しているとされる。

8. 添付資料 :




図1 Green Lindoblum および Green Pegassos の構造模式図とその性質

- (A) Green Lindoblum および Green Pegassos の構造模式図。発色団付近で分割した緑色蛍光タンパク質 GFP の配列の間に、乳酸結合ドメインとして大腸菌 LldR、ピルビン酸結合ドメインとして大腸菌 PdhR の配列を挿入した。乳酸およびピルビン酸が結合ドメインへ結合すると、蛍光輝度が上昇する。
- (B) Green Lindoblum (左) および Green Pegassos (右) の蛍光スペクトル。Green Lindoblum は乳酸存在下で蛍光輝度が約 5.2 倍に、Green Pegassos はピルビン酸が存在下で蛍光輝度が約 3.3 倍に上昇した。

(Green fluorescent protein-based lactate and pyruvate indicators suitable for biochemical assays and live cell imaging. Harada et al., Scientific Reports, 2020, doi:10.1038/s41598-020-76440-4 より一部改変)




図2 Green Lindoblum および Green Pegassos を用いた細胞内乳酸およびピルビン酸動態の可視化

- (A) Green Lindoblum を発現させた HEK293T 細胞に乳酸を投与した際の擬似カラー画像（上）と蛍光輝度の経時変化（下）。乳酸投与に伴う蛍光輝度の上昇が見られた。
- (B) Green Pegassos を発現させた HeLa 細胞に乳酸を投与した際の擬似カラー画像（上）と蛍光輝度の経時変化（下）。ピルビン酸投与に伴う蛍光輝度の上昇が見られた。
- (C) Green Lindoblum と赤色 Ca^{2+} 蛍光指示薬 Rhod2 を共導入した HeLa 細胞に乳酸とヒスタミンの混合液を投与した際の蛍光輝度の経時変化。両者の蛍光輝度の上昇が見られた。
- (D) Green Lindoblum と赤色 cAMP センサータンパク質 Pink Flamindo を共導入したヒト iPS 細胞由来心筋細胞にピルビン酸とフォルスコリン（cAMP 合成酵素活性化剤）の混合液を投与した際の蛍光輝度の経時変化。両者の蛍光輝度の上昇が見られた。

(Green fluorescent protein-based lactate and pyruvate indicators suitable for biochemical assays and live cell imaging. Harada et al., Scientific Reports, 2020, doi:10.1038/s41598-020-76440-4 より一部改変)




図3 ヒト iPS 細胞由来心筋細胞での電子伝達系阻害に対する応答の可視化

- (A) 緑色 Ca^{2+} センサータンパク質 Inverse-pericam を発現させたヒト iPS 細胞由来心筋細胞にオリゴマイシン・FCCP・ロテノン・アンチマイシン A の混合液を投与した際の拍動頻度の変化。拍動頻度が混合液投与直後に一過的に増加し、その後徐々に減少した。
- (B) Green Lindoblum を発現させたヒト iPS 細胞由来心筋細胞にオリゴマイシン・FCCP・ロテノン・アンチマイシン A の混合液を投与した際の蛍光輝度の経時変化。混合液投与直後に蛍光輝度が一過的に上昇した。
- (C) Green Pegassos を発現させたヒト iPS 細胞由来心筋細胞にオリゴマイシン・FCCP・ロテノン・アンチマイシン A の混合液を投与した際の蛍光輝度の経時変化。混合液投与直後から蛍光輝度が持続的に低下した。

(Green fluorescent protein-based lactate and pyruvate indicators suitable for biochemical assays and live cell imaging. Harada et al., Scientific Reports, 2020, doi:10.1038/s41598-020-76440-4 より一部改変)